

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atg7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95352

Número de artículo: CM0015385

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ATG7 (autofagia relacionada 7) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación en autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATG7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GSA7; APG7L; SCAR31; APG7-LIKE; ATG7
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10533
ID del gen	10533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-676 de la ATG7 humana (NP_006386.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95352
Peso de la proteína	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo