

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atg8 Para Wb, Elisa - Q7Xy24

Número de artículo: CM0021783

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATG8 de trigo, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con Arabidopsis, maíz y trigo. Adecuado para la investigación de autofagia en plantas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATG8 Rabbit pAb
Especie	Triticum aestivum
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ATG8 de Triticum aestivum (Q7XY24)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Arabidopsis thaliana, Zea mays, Triticum aestivum
SWISS	Q7XY24
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo