


Anticuerpo Policlonal Anti-Atg9A Para Wb - Q7Z3C6

Número de artículo: CM0026812



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ATG9A, generado contra un inmunógeno recombinante (aa 180-290). Validado para WB y ELISA. Detecta ATG9A humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ATG9A Conejo pAb
Observaciones/Alias	mATG9, APG9L1, MGD3208, ATG9A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	79065
ID del Gen	79065
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-290 de ATG9A humano (NP_076990.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z3C6
Peso Proteico	94kDa
Envío	Bolsa de hielo