


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Atg9B Para Wb, If-P, Elisa - Q674R7

Número de artículo: CM0027013



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ATG9B humana, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Adecuado para muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en autofagia y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATG9B Rabbit pAb
Notas/Alias	SONE; APG9L2; NOS3AS; ATG9B
Especie	Humano
ID del Gen	285973
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 715-924 de la ATG9B humana (NP_001303985.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q674R7
Peso Molecular	101kDa
Envío	Bolsa de hielo