

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atic Para Wb, Elisa - P31939

Número de artículo: CM0025225



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATIC humano, una enzima bifuncional de biosíntesis de purinas. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para la investigación del metabolismo de purinas y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATIC pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PURH; AICAR; AICARFT; IMPCHASE; HEL-S-70p; ATIC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	471
GeneID	471
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del ATIC humano (NP_004035.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P31939
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo