

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atl2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhh9

Número de artículo: CM0019167

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATL2, reacción cruzada con humano, ratón y rata, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Útil para investigar el mantenimiento de la red del retículo endoplásmico y la fusión de membranas dependiente de GTP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATL2 Rabbit pAb
Notas / Alias	aip-2; ARL3IP2; ARL6IP2; atlastin2; ATL2
Especie	Humano
GeneID	64225
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 390-470 de ATL2 humano (NP_001129145.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NHH9
Peso de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo