


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-AtI3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Dd88

Número de artículo: CM0015628



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATL3 humana (Atlastina-3), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la dinámica del RE y la fusión de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ATL3
Observaciones/Alias	HSN1F; ATL3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	25923
ID de gen	25923
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-440 de la ATL3 humana (NP_056274.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6DD88
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo