

Anticuerpo Monoclonal Anti-Atm Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13315

Número de artículo: CM0002210



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ATM validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta la serina/treonina quinasa ATM humana y de ratón, esencial para la respuesta al daño en el ADN y el control del ciclo celular. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATM mAb de Conejo
Observaciones/Alias	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TEL01, ATM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	472
GeneID	472
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2619-2939 del ATM humano (Q13315).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13315
Peso Proteico	351kDa
Envío	Bolsa de hielo