

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atm Para Wb, Elisa - Q13315

Número de artículo: CM0028845



Introducción

ATM Rabbit pAb validado para WB y ELISA. Detecta la ATM humana, una serina/treonina quinasa de 351 kDa que detecta roturas dobles de cadena de ADN y regula los puntos de control del ciclo celular. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	472
GeneID	472
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1900-2000 de la ATM humana (NP_000042.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q13315
Peso de la proteína	351kDa
Envío	Bolsa de hielo