

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atm Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13315

Número de artículo: CM0014127



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-ATM detecta ATM (Q13315) en Humano, Rata mediante WB, IF/ICC, ELISA. Serina/treonina quinasa central en la respuesta al daño del ADN, señalización de puntos de control y supresión de tumores. Ideal para la investigación de estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATM pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; ATM
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	472
ID de Gen	472
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2320-2566 de ATM (NP_000042.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q13315
Peso Proteico	351kDa
Envío	Bolsa de hielo