

## Anticuerpo Policlonal Anti-Atn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54259

Número de artículo: CM0021991

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ATN1 humano (atrofina-1), adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta una proteína de 125 kDa implicada en la regulación transcripcional y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

| Parámetro            | Valor                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto  | ATN1 pAb de Conejo                                                                                                                    |
| Observaciones/Alíase | B37, HRS, NOD, DRPLA, CHEDDA, D12S755E, ATN1                                                                                          |
| Especie              | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (humano)      | 1822                                                                                                                                  |
| GeneID               | 1822                                                                                                                                  |
| Inmunógeno           | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 900-1040 de ATN1 humano (NP_001007027.1) |
| Fuente               | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría            | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada  | Humano                                                                                                                                |
| SWISS                | P54259                                                                                                                                |
| Peso Proteico        | 125kDa                                                                                                                                |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                                        |