

## Anticuerpo Policlonal Anti-Atoh1 Para Wb, Elisa - Q92858

Número de artículo: CM0028417

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATOH1 humano (bHLHa14). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano y ratón. Ideal para estudios de neurogénesis y regulación transcripcional. SWISS: Q92858.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ATOH1 Conejo pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; ATOH1                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 474                                                                                                                                |
| GeneID              | 474                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 215-354 de ATOH1 humano (NP_005163.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                      |
| SWISS               | Q92858                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |