

Anticuerpo Policlonal Anti-Atoh7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N100

Número de artículo: CM0030905

Introducción

Anticuerpo policlonal de cone de alta calidad dirigido contra ATOH7 humano (bHLHa13), adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigar el desarrollo de las células ganglionares de la retina y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATOH7 Cone pAb
Observaciones/Alías	Math5; NCRNA; RNANC; PHPVAR; bHLHa13; ATOH7
Especie	Humano
GeneID	220202
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 47-152 de ATOH7 humano (NP_660161.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N100
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo