

Anticuerpo Policlonal Anti-Atoh8 Para Wb Y Elisa - Q96Sq7

Número de artículo: CM0024321

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATOH8 humano, un factor de transcripción bHLH. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Adecuado para el estudio de la diferenciación celular, la función endotelial y los procesos de desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo contra ATOH8
Observaciones/Alias	HATH6; bHLHa21; ATOH8
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	84913
ID de gen	84913
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de ATOH8 humano (NP_116216.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96SQ7
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo