

Anticuerpo Policlonal Anti-Atoh8 Para Wb Y Elisa - Q96Sq7

Número de artículo: CM0022194

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de transcripción humano ATOH8. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Adecuado para investigación en biología de células endoteliales, procesos de desarrollo y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATOH8 Conejo pAb
Observaciones/Alías	ATOH8; HATH6; bHLHa21; proteína homóloga a atonal 8
Especie	Humano
ID del Gen	84913
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ATOH8 humano (NP_116216.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96SQ7
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo