


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atox1 Para Wb, Elisa - 000244

Número de artículo: CM0029913



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana ATOX1 (proteína de transporte de cobre ATX1). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para investigación de homeostasis del cobre y defensa antioxidante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATOX1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ATX1; HAH1; ATOX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	475
GeneID	475
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-68 de ATOX1 humano (NP_004036.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	000244
Peso Proteico	7kDa
Envío	Bolsa de hielo