

Anticuerpo Policlonal Anti-Atp10A Para Wb Y Elisa - 060312

Número de artículo: CM0024155

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para ATP10A humana, adecuado para Western blot y ELISA. Se dirige a la ATPasa VA transportadora de fosfolípidos, una enzima clave en la asimetría de lípidos de membrana y la adhesión celular. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATP10A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATPVA; ATPVC; ATP10C; ATP10A
Especie	Humana
GeneID (Humana)	57194
GeneID	57194
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 440-690 de ATP10A humana (NP_077816.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O60312
Peso molecular de la proteína	168kDa
Envío	Bolsa de hielo