

Anticuerpo Policlonico Anti-Atp12A Para Wb, Elisa - P54707

Número de artículo: CM0014133

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ATP12A validado para Western blot y ELISA en muestras humanas. Detecta la cadena alfa 2 de la ATPasa transportadora de potasio de 116 kDa, involucrada en la homeostasis iónica y la acidificación del moco. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP12A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HK; ATP1A1; H-K-ATPasa; ATP12A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	479
ID del Gen	479
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 890-980 de ATP12A humano (NP_001172014.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P54707
Peso Proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo