


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp13A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq11

Número de artículo: CM0015727



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ATP13A2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta ATP13A2 humano, de ratón y de rata (~129 kDa). Adecuado para investigación de la enfermedad de Parkinson y función lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP13A2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CLN12; KRPPD; PARK9; SPG78; HSA9947; ATP13A2
Especies	Humano
GeneID (humano)	23400
GeneID	23400
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-210 del ATP13A2 humano (NP_071372.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQ11
Peso Proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo