

Anticuerpo Monoclonal Anti-Atp1A2 Para Wb, Elisa - P50993

Número de artículo: CM0003051

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ATP1A2 humano (subunidad alfa-2 de la ATPasa de transporte de sodio/potasio). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATP1A2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
Especie	Humano
GenelD (humano)	477
GenelD	477
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P50993
Peso proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo