


Anticuerpo Policlonal Anti-Atp1A4 Para Wb Y Elisa - Q13733

Número de artículo: CM0014583



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ATP1A4 humana (subunidad alfa-4 de la Na⁺/K⁺-ATPasa específica de espermatozoides) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Peso molecular diana de ~114 kDa. Adecuado para investigación en fertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP1A4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATP1A1; ATP1AL2; ATP1A4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	480
GeneID	480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de la ATP1A4 humana (NP_653300.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q13733
Peso Molecular de la Proteína	114kDa
Envío	Bolsa de hielo