


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atp1B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05026

Número de artículo: CM0005807



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ATP1B1 humano (Subunidad beta-1 de la ATPasa de transporte de sodio/potasio). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Adecuado para el estudio del transporte de iones, la adhesión celular y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP1B1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ATP1B; ATP1B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	481
GeneID	481
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 204-303 del ATP1B1 humano (P05026).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05026
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo