


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp1B1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05026

Número de artículo: CM0025935



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATP1B1 humano (subunidad beta-1 de la ATPasa transportadora de sodio/potasio), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar transporte iónico, adhesión celular e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ATP1B1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ATP1B; ATP1B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	481
GeneID	481
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 63-303 de ATP1B1 humano (NP_001668.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05026
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo