

Anticuerpo Policlonico Anti-Atp1B2 Para Ihc-P, Elisa - P14415

Número de artículo: CM0019567

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a ATP1B2 humano (subunidad beta-2 de la ATPasa de transporte de sodio/potasio). Validado para IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de adhesión celular y transporte iónico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP1B2 Rabbit pAb
Notas/Alias	AMOG; ATP1B2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	482
GeneID	482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 68-290 de ATP1B2 humano (NP_001669.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P14415
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo