

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp1B2 Para Wb - P14415

Número de artículo: CM0028506

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ATP1B2 (AMOG), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación IVD sobre la función de la ATPasa sodio/potasio y los mecanismos de adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP1B2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AMOG; ATP1B2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	482
ID del Gen	482
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 68-290 de ATP1B2 humano (NP_001669.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14415
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo