

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atp1B3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54709

Número de artículo: CM0003217



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo ATP1B3 de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce ATP1B3 humano, de ratón y de rata (CD298/ATPB-3) con bandas observadas a 22 y 32 kDa. Ideal para investigación de transporte iónico y proteínas de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	mAb de Conejo ATP1B3
Observaciones/Alias	CD298; ATPB-3; ATP1B3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	483
GeneID	483
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 180-279 del ATP1B3 humano (P54709)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54709
Peso Proteico	22kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo