

Anticuerpo Policlonal Anti-Atp23 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6H3

Número de artículo: CM0017831

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATP23 (KUB3/XRCC6BP1) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de proteasa mitocondrial y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP23 Conejo pAb
Observaciones/Alias	KUB3; XRCC6BP1; ATP23
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	91419
ID del Gen	91419
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-246 del ATP23 humano (NP_150592.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6H3
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo