

Anticuerpo Monoclonal Anti-Atp2B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20020

Número de artículo: CM0006344



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-ATP2B1 de conejo, validado en WB, IF/ICC, ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Para el estudio de la homeostasis del calcio, regulación de la presión arterial, mineralización ósea y sensibilidad a la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATP2B1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1
Especie	Humano
GeneID	490
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20020
Peso proteico	135 kDa
Envío	Bolsa de hielo