

Anticuerpo Policlonal Anti-Atp2B1 Para Wb, If-P, Elisa - P20020

Número de artículo: CM0021516



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo ATP2B1 (pAb) detecta ATP2B1/PMCA1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Validado para WB, IF-P y ELISA; ideal para estudiar el transporte de calcio, la regulación de la presión arterial y el metabolismo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ATP2B1
Observaciones/Alias	MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	490
ID de Gen	490
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 50-150 del ATP2B1 humano (NP_001673.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20020
Peso Proteico	135kDa
Envío	Bolsa de hielo