

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp2B2 Para Wb, Elisa - Q01814

Número de artículo: CM0028421

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ATP2B2 (PMCA2), adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la homeostasis del calcio y la función auditiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ATP2B2
Observaciones/Alias	PMCA2; DFNA82; PMCA2a; PMCA2i; ATP2B2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	491
GeneID	491
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de ATP2B2 humano (NP_001674.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01814
Peso de la proteína	137 kDa
Envío	Bolsa de hielo