

Anticuerpo Policlonal Anti-Atp2B4 Para Wb, Elisa - P23634

Número de artículo: CM0015087



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-ATP2B4 validado para WB y ELISA. Dirigido a la ATPasa de calcio de membrana plasmática 4 (PMCA4, P23634) para investigación de señalización celular y motilidad espermática con reactividad cruzada en ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP2B4 pAb Conejo
Observaciones/Alias	MXRA1; PMCA4; ATP2B2; PMCA4b; PMCA4x; ATP2B4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	493
GeneID	493
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1141-1205 de ATP2B4 humano (NP_001675.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P23634
Peso Proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo