

Anti-Atp4B (Atpasa Beta Hidrógeno Potasio) Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Ihc-P, Elisa - P51164

Número de artículo: CM0003296

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la subunidad beta de la ATPasa transportadora de potasio humana ATP4B. Validado para IHC-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apoya estudios sobre la bomba de protones gástrica y el transporte de iones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP4B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ATPasa Beta Hidrógeno Potasio; ATP4B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	496
GeneID	496
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 192-291 de la ATP4B humana (P51164)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51164
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo