

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp4B (Subunidad B De La H⁺/K⁺ Atpasa Gástrica) Para Wb Y Elisa - P51164

Número de artículo: CM0013852

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ATP4B, la subunidad beta de la H⁺/K⁺ ATPasa gástrica (33 kDa). Validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la secreción de ácido gástrico y la función de las células parietales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ATP4B
Observaciones/Alias	ATP6B; ATP4B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	496
GeneID	496
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 62-291 de ATP4B humano (NP_000696.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51164
Peso Molecular de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo