


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atp5A1 Para Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P25705

Número de artículo: CM0002190



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ATP5A1, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta la subunidad alfa de la ATP sintasa humana, de ratón y de rata. Ideal para estudios de la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATP5A1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	498
ID de gen	498
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del ATP5A1 humano (P25705).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25705
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo