


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp5C1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36542

Número de artículo: CM0013920



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ATP5C1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta la subunidad gamma de la ATP sintasa (P36542) de humano, ratón y rata, un componente del eje central del Complejo V mitocondrial, adecuado para investigación en metabolismo y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATP5C1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATP5C; ATP5C1; ATP5CL1
Especie	Humano
ID génico	509
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-298 de la ATP5C1 humana (NP_001001973.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36542
Peso molecular de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo