

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp5D Para Wb, If/Icc, Elisa - P30049

Número de artículo: CM0026214



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la ATP5D humana (subunidad delta de la ATP sintasa F1, mitocondrial). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en mitocondrias y estudios de la ATP sintasa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Descripción                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | ATP5D Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | ATP5D; MC5DN5                                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (humano)     | 513                                                                                                                                  |
| GeneID              | 513                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-168 de la ATP5D humana (NP_001678.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | P30049                                                                                                                               |
| Peso de la proteína | 17kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |