

Anticuerpo Policlono Anti-Atp5F1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P24539

Número de artículo: CM0025804



Introducción

Anticuerpo policlono de conejo de alta calidad dirigido a ATP5F1, una subunidad de la ATP sintasa mitocondrial. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano y ratón. Ideal para investigación de bioenergética mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP5F1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIG47; ATP5F1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	515
GeneID	515
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-245 de la ATP5F1 humana (NP_001679.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P24539
Peso Molecular	29kDa
Envío	Bolsa de hielo