

Anticuerpo Monoclonal Anti-Atp5G1 Para Wb, If-P, Elisa - P05496

Número de artículo: CM0006674



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra ATP5G1 humano, una subunidad C1 de la ATP sintasa mitocondrial. Adecuado para aplicaciones de WB, IF-P y ELISA con reactividad cruzada en muestras de humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATP5G1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	516
GeneID	516
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ATP5G1 humano (P05496).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05496
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo