

Anticuerpo Monoclonal De Cone De Anti-Atp5G1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05496

Número de artículo: CM0002782



Introducción

Anticuerpo monoclonal de cone que se dirige a la ATP5G1 humana, también conocida como subunidad c de la ATP sintasa, recomendado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de bioenergética mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP5G1 mAb de Cone
Observaciones/Alias	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
Especie	Humano
GeneID	516
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 57-136 de la ATP5G1 humana (P05496)
Fuente	Cone
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05496
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo