

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Atp5H Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75947

Número de artículo: CM0028904



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ATP5H (subunidad d del tallo periférico de la ATP sintasa, O75947). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP5H Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATPQ; APT5H; ATP5H
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10476
GeneID	10476
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-161 de la ATP5H humana (NP_006347.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75947
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo