

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp5I Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56385

Número de artículo: CM0020709



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ATP5I humano (subunidad e de la ATP sintasa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios mitocondriales y de la ATP sintasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATP5I pAb de conejo
Observaciones/alias	ATP5I; ATP5K
Especie	Humano
GeneID (humano)	521
GeneID	521
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P56385
Peso de la proteína	8 kDa
Envío	Bolsa de hielo