


Anticuerpo Policlonal Anti-Atp5J Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18859

Número de artículo: CM0026588



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ATP5J de alta calidad para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce la subunidad F6 del tallo periférico de la ATP sintasa en muestras humanas, de ratón y de rata, respaldando estudios de metabolismo mitocondrial y energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP5J Ac. Policlonal de Conejo (pAb)
Observaciones/Alias	F6; CF6; ATP5; ATPM; ATP5A; ATP5J
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	522
ID del Gen	522
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-108 de la ATP5J humana (NP_001676.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18859
Peso Molecular de la Proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo