

Anticuerpo Policlonal Anti-Atp5J2 Para Wb Y Elisa - P56134

Número de artículo: CM0019905



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la ATP5J2 humana, apto para aplicaciones de WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del complejo de ATP sintasa mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo contra ATP5J2
Observaciones/Alias	ATP5J2, ATP5JL
Especie	Humano
ID del Gen	9551
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-94 de la ATP5J2 humana (NP_004880.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P56134
Peso Molecular	11kDa
Envío	Bolsa de hielo