


Anti-Atp5O Rabbit Polyclonal Antibody Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48047

Número de artículo: CM0028564



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ATP5O humano (OSCP), una subunidad de la ATP sintasa mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP5O Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATPO; OSCP; ATP5O; HMC08D05
Especie	Humano
GeneID (Humano)	539
GeneID	539
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-213 de ATP5O humano (NP_001688.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48047
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo