

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atp6 Para Wb Y Elisa - P00848

Número de artículo: CM0006710

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ATP6 (subunidad a de la ATP sintasa) para WB y ELISA. Detecta la ATP6 humana, una subunidad clave del canal de protones de la ATP sintasa mitocondrial. Ideal para investigación sobre metabolismo y mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-ATP6 de conejo
Observaciones/Alias	ATP6
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4508
GeneID	17705
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P00848
Peso proteico	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo