


Anticuerpo Policlonal Anti-Atp6Ap1 Para Wb, Elisa - Q15904

Número de artículo: CM0017529



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ATP6AP1 (subunidad S1 de la V-ATPasa), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la bomba de protones, el tráfico de membranas y la homeostasis intracelular del hierro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ATP6AP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATP51; ATP6IP1; ATP6AP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	537
GeneID	537
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-390 de la ATP6AP1 humana (NP_001174.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15904
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo