


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Atp6Ap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15904

Número de artículo: CM0006821



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra ATP6AP1 humano (subunidad S1 de la V-ATPasa, ~52 kDa). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación de la acidificación lisosomal y el tráfico de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo ATP6AP1
Observaciones/alias	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATPS1; ATP6IP1; ATP6AP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	537
GeneID	537
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q15904
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo