


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp6Ap2 Para Wb, Elisa - 075787

Número de artículo: CM0026735



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-ATP6AP2 validado para WB y ELISA. Reconoce la proteína ATP6AP2 (receptor de renina, 39 kDa) humana, de ratón y de rata. Adecuado para investigación IVD en el sistema renina-angiotensina y biología lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP6AP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PRR; M8-9; MRXE; RENR; XMRE; XPDS; CDG2R; HT028; MRXSH; ELDF10; ATP6IP2; MSTP009; APT6M8-9; ATP6M8-9; ATP6AP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10159
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 251-350 del ATP6AP2 humano (NP_005756.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075787
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo