


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Atp6V0A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q93050

Número de artículo: CM0015621



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ATP6V0A1 para WB, IF/ICC, ELISA; reconoce humano, ratón, rata. Objetivo: subunidad $\alpha 1$ de V-ATPasa para estudios de acidificación de orgánulos, señalización mTORC1 y desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP6V0A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	$\alpha 1$; Stv1; VPP1; Vph1; ATP6N1; DEE104; NEDEBA; ATP6N1A; ATP6V0A1
Especie	Humano
GenelD (humano)	535
GenelD	535
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-300 de ATP6V0A1 humana (NP_001123493.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q93050
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo