


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Atp6V0C Para Wb, If/Icc, Elisa - P27449

Número de artículo: CM0023098



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-ATP6V0C, validado para Western blot (WB), Inmunofluorescencia/Inmunocitoquímica (IF/ICC) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Esencial para estudiar la función del canal de protones de la ATPasa vacuolar y la acidificación lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ATP6V0C Rabbit pAb
Notas/Alias	ATPL; VATL; VPPC; Vma3; ATP6C; ATP6L; ATP6V0C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	527
GeneID	527
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ATP6V0C humano (NP_001185498.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27449
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo